

Konfiguracja oprogramowania PL DENT

A) Konta użytkowników programu

Aby użytkownik mógł uruchomić program (zalogować się) oraz przeglądać, zapisywać dane musi posiadać swoje konto w systemie PL Dent.

Aby utworzyć konto użytkownika należy:

- uruchomić moduł Konfiguracja (Start -> PL Dent 7 -> Konfiguracja)
- wybrać zadanie (kliknąć) "Konfiguruj konta użytkowników..."
- wybrać zadanie (kliknąć) "Utwórz nowe konto"
- wypełnić odpowiednio pola w oknie "Nowy Użytkownik"
- potwierdzić założenie konta naciskając (klikając) przycisk "Zapisz"

Aby zmienić parametry konta należy:

- uruchomić moduł Konfiguracja (Start -> PL Dent 7 -> Konfiguracja)
- wybrać zadanie (kliknąć) "Konfiguruj konta użytkowników..."
- wybrać zadanie (kliknąć) "Zmień parametry swojego konta"
- wypełnić odpowiednio pola w oknie "Korekta Danych"
- potwierdzić operację naciskając (klikając) przycisk "Uaktualnij"

Aby usunąć konto należy:

- uruchomić moduł Konfiguracja (Start -> PL Dent 7 -> Konfiguracja)
- wybrać zadanie (kliknąć) "Konfiguruj konta użytkowników..."
- wybrać zadanie (kliknąć dwukrotnie) odpowiednie konto na liście
- potwierdzić operację naciskając (klikając) przycisk "Usuń Konto"

B) Dane gabinetu

Aby dane gabinetu pojawiały się na wydrukach (KP, KW, Rachunki) należy:

- uruchomić moduł Konfiguracja (Start -> PL Dent 7 -> Konfiguracja)
- wybrać zadanie (kliknąć) "Odnotuj informacje o gabinecie..."
- wybrać zadanie (kliknąć) na liście ikonkę książki
- uzupełnić odpowiednie pola w oknie "Korekta Danych"
- potwierdzić operację naciskając (klikając) przycisk "Zapisz"

C) Konfiguracja słowników

Aby w krótkim czasie można było odnotować (różne) informacje z wizyt pacjentów, w programie należy zdefiniować odpowiednie słowniki (umożliwi to wybór/zapisanie np. zabiegu po wpisaniu pierwszych liter jego nazwy)

Aby otworzyć okno konfiguracji słowników należy:

- uruchomić moduł Gabinet (Start -> PL Dent 7 -> Gabinet)
- wybrać zadanie (kliknąć) "Konfiguracja Słowników..."

lub

- uruchomić moduł Recepcja (Start -> PL Dent 7 -> Recepcja)
- z menu wybrać (kliknąć) "Opcje Recepcjonisty"
- wybrać zadanie (kliknąć) "Cennik gabinetu"

konfiguracja słowników cd..

...aby dodać, zmodyfikować, usunąć zabieg należy:

- Otworzyć „Okno Konfiguracji Słowników” (patrz poprzednia strona)
- Otworzyć zakładkę **Cennik Zabiegów**
- Aby dodać nową pozycję należy: nacisnąć przycisk **Nowa Pozycja**, następnie należy uzupełnić odpowiednie pola edycji słownika (wymagane: Nazwa Zabiegu, Cena, St. VAT, Grupa Zabiegów) i nacisnąć przycisk **Zapisz Zmiany**.
- Aby zmodyfikować pozycję należy: wybrać odpowiednią pozycję z listy (kliknąć na liście odpowiednią nazwę zabiegu), następnie wprowadzić zmiany w odpowiednich polach edycji słownika i nacisnąć przycisk **Zapisz Zmiany**.
- Aby usunąć pozycję z listy należy: wybrać odpowiednią pozycję z listy (kliknąć na liście odpowiednią nazwę zabiegu), następnie nacisnąć przycisk **Usuń z Listy**.

W oknie znajdują się opcje dodatkowo umożliwiające:

- **Ustawienie rodzaju Cennika** – tworzenie cennika Ogólnego, dostępnego dla wszystkich użytkowników lub cennika Indywidualnego, dostępnego tylko dla wybranego użytkownika.
- **Definiowanie Grup Zabiegów** – tworzenie słownika grup zabiegów, umożliwia podział zabiegów na grupy np. protetyka, zachowawcza...
- **Przelicznik za 1 punkt** – zmiana przelicznika powoduje zmianę cen wszystkich zabiegów
- **Drukuj Cennik** umożliwia wydruk cennika zabiegów

Słownik Rozpoznań, Chorób, Leków

...aby dodać, zmodyfikować, usunąć rozpoznanie/chorobę/lek należy:

- Przejść na odpowiednią zakładkę
- Aby dodać nową pozycję należy: nacisnąć przycisk **Nowa Pozycja**, następnie należy uzupełnić odpowiednie pola edycji i nacisnąć przycisk **Zapisz Zmiany**.
- Aby zmodyfikować pozycję należy: wybrać odpowiednią pozycję z listy (kliknąć na liście odpowiednią nazwę zabiegu), następnie wprowadzić zmiany w odpowiednich polach edycji słownika i nacisnąć przycisk **Zapisz Zmiany**.
- Aby usunąć pozycję z listy należy: wybrać odpowiednią pozycję z listy (kliknąć na liście odpowiednią nazwę zabiegu), następnie nacisnąć przycisk **Usuń z Listy**.

D) Plik konfiguracyjny – konfiguracja.ini

Plik konfiguracja.ini znajdujący się w folderze programu (domyślnie C:\Pldent7\) zawiera szereg ustawień umożliwiających dostosowanie wielu funkcji programu do indywidualnych wymagań.

Zawarte w pliku konfiguracja.ini odpowiednie sekcje umożliwiają m.in. edycję parametrów:

- lokalizacji bazy danych (ścieżka dostępu do pliku pldent.dbc)
- numeracji rachunków i dokumentów kp i kw
- formatu rachunków i dokumentów kp i kw
- formatu raportu kasowego

UWAGA

Szczegółowy opis ustawień konfiguracyjnych znajduje się w pliku konfiguracja.ini w sekcji “opisy”

E) Instalacja wersji wielostanowiskowej

Instalowanie oprogramowania pracującego w sieci komputerowej polega na:

- zainstalowaniu oprogramowania na każdym z komputerów
- odblokowaniu odpowiednich (zakupionych) licencji na poszczególne moduły programu
- uruchomieniu modułu “Baza Danych” i wskazaniu odpowiedniej lokalizacji bazy tzn. folderu zawierającego plik pldent.dbc

F) Archiwizacja i odtwarzanie danych

Archiwizowanie danych polega na utworzeniu kopii zapasowej danych gromadzonych w programie na wypadek awarii sprzętu (np. uszkodzenie dysku twardego komputera, zanik prądu i uszkodzenie indeksów bazy itp.). W przypadku uszkodzenia bazy danych należy odtworzyć dane z wcześniej zarchiwizowanego pliku .cab lub .plb

Archiwizowanie danych polega na:

- uruchomieniu modułu “Baza Danych”
- wskazaniu katalogu “Archiwum”
- przeprowadzeniu procesu archiwizacji danych w formacie .cab lub .plb (cab – kompresja windows, plb – kompresja programu PL Dent)

Odtwarzanie danych polega na:

- uruchomieniu modułu “Baza Danych”
- wskazaniu pliku z zarchiwizowanymi danymi
- przeprowadzeniu procesu odtwarzania danych w formacie .cab lub .plb

G) Problemy z bazą danych - Co należy zrobić w przypadku awarii?

W przypadku wystąpienia problemów z działaniem programu należy:

- zamknąć program na wszystkich komputerach
- uruchomić plik remanent.exe znajdujący się w folderze PLDent7\Dane (znajdujący się w tej samej lokalizacji co plik bazy danych pldent.dbc)
- w przypadku występowania w dalszym ciągu problemów należy odtworzyć dane z wcześniej zarchiwizowanego pliku. Problemy po przeprowadzeniu remanentu oznaczają, że dane programu zostały fizycznie uszkodzone i nie ma możliwości dalszej pracy z uszkodzonymi plikami programu.