



# VILLACRYL THERMO PRESS

odpowiedź na potrzeby techników

**Promocja TECHNICZNA**

**POLSKA**

Obowiązuje od 2.01.2020 r. do 6.03.2020 r. lub do wyczerpania zapasów

# VILLACRYL THERMO



Villacryl Thermo to owoc wieloletniej współpracy działu R&D oraz polskich techników dentystycznych. Najwyższej jakości mikrokrystaliczne tworzywo na bazie poliamidu zapewnia idealne dopasowanie protez, stabilność barw oraz łatwą obróbkę gwarantującą idealnie gładką i błyszczącą powierzchnię. Uzupełnieniem lini jest wydajny i niezawodny, odporny na wysoką temperaturę izolator światłoutwardzalny, gwarantujący sukces już przy jednej warstwie. Linia Villacryl Thermopress dedykowana jest do wszystkich protez osiadających takich jak: protezy całkowite, częściowe, elementy retencyjne w protezach szkieletowych, mikroprotezy, szyny retencyjne i utrzymywacze przestrzeni.

## VILLACRYL THERMO PRESS



Materiał termoplastyczny w postaci granulatu do wykonywania protez zębowych metodą wtrysku ciśnieniowego.

Nie zawiera metakrylanu metylu.

**Pojemność** 250 g

- 0 – transparentny
- T2 – mlecznoróżowy
- T3 – ciemnoróżowy
- T4 – różowy



## VILLACRYL THERMO ISO-CLEAR

Odporny na wysoką temperaturę izolator światłoutwardzalny.

Doskonale nadaje się do wszystkich typów tworzyw termoplastycznych.

**Pojemność** 30ml

## FLEXI-J PRIMER

Primer łączący materiały termopastyczne na bazie poliamidów. Przydatny w przypadku wykonywania dotrysków klamer, napraw lub podścieleń.

**Pojemność** 10ml

**Już wkrótce szukaj w najlepszych sklepach z zaopatrzeniem dla techników dentystycznych**

## Villacryl H Plus

Tworzywo akrylowe gorącej polimeryzacji do tradycyjnej metody puszkowania

Villacryl H Plus 750 g + 400 ml

**149,00 zł**



Villacryl H Plus 4 kg (proszek)

**499,00 zł**



## Villacryl SP

Tworzywo akrylowe chłodnej polimeryzacji do techniki wlewowej

Villacryl SP 500 g + 300 ml

**189,00 zł**



## Villacryl Ortho

Tworzywo chłodnej polimeryzacji do wykonywania ruchomych aparatów ortodontycznych.

Villacryl Ortho 500 g + 250 ml + 3x12 ml

**200,00 zł**

Villacryl Ortho 4 kg

**718,00 zł**



## Zetalabor

Silikon typu C na przedlewy

Zetalabor 5 kg + 2 Indurentgel

**239,90 zł**



Zetalabor 10 kg + 6 Indurentgel

**529,00 zł**

## Elite Double 22 lub 16

Silikony typu A do powielania modeli

Elite double 22 Normal/Fast 2 x 1 kg  
Elite Double 16 Fast 2 x 1 kg

**199,00 zł**



## Form Plast

Samopolimeryzująca spalająca się bezreszkowo żywica akrylowa do modelowania

Form Plast 30g + 2x12 ml

**49,00 zł**



## Elite LC Tray ROUND

Światłoutwardzalny materiał na łyżki indywidualne

50 szt. w kolorach: białym, różowym

**159,90 zł**



## Gingifast Elastic/Rigid

A-silikon na maski dziąsłowe

Gingifast 2 x 50 ml

**149,90 zł**



## Gingifast CAD

Skanowalny a-silikon na maski dziąsłowe

Gingifast CAD 2 x 50 ml

**169,90 zł**



## Platinum Zetalabor 85/95

Silikon typu A na przedlewy

Platinum Zetalabor 85/95 2 x 1 kg

**205,00 zł**



## Acrytemp

Żywica bis-akrylowa do uzupełnień tymczasowych  
Dostępne kolory: A1, A2, A3, A3.5, B1

Acrytemp (1 nabój 76 g (50 ml)  
+ 15 końcówek mieszających)

**299,00 zł**



3x Acrytemp  
+ pistolet 4:1

**945,00 zł**

## Platinum 85 Touch

A-silikon na przedlewy o gładkiej i aksamitnej powierzchni.

Platinum 85 Touch  
5 x (200 g + 200 g)

**180,00 zł**



## Polimeryzator

Garnek ciśnieniowy do polimeryzacji żywic akrylowych

Polimeryzator 7 l

**1150,00 zł**



\*Zhermapol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez uprzedniego powiadomienia.

### Przedstawiciele regionalni:

**Robert Zaleśny** 602 353 571

województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie

**Marian Kwiatkowski** 517 962 441

województwa: śląskie, małopolskie

**Ryszard Radoń** 600 877 211

województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie

**Janusz Kulwas** 600 877 210

województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie

**Katarzyna Wiszniewska** 600 877 212

województwa: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie

**Zhermack**

Zhermapol Sp. z o.o.  
ul. Augustówka 14, 02-981 Warszawa  
tel. +48 22 858 82 72  
www.zhermapol.pl  
zhermack.com/pl/