



# NOWOŚCI I PROMOCJE

GC EUROPE N.V.  
Przedstawicielstwo w Polsce

## LABORATORIUM

Oferty ważne do 30 czerwca 2023



Since 1921  
100 years of Quality in Dental

## Initial™ IQ ONE SQIN

System ceramiczny do malowania koloru i nadawania kształtu

**90% wszystkich uzupełnień zamawianych jest w odcieniu z kolornika...**

Od pewnego czasu możliwe jest wykonywanie uzupełnień w odcinku bocznym z jednego materiału, takiego jak dwukrzemian litu lub cyrkon, które są optymalnie estetyczne bez pracochłonnych technik nakładania warstw. Wzrasta znaczenie prac monolitycznych. Dzięki systemowi ceramicznemu do malowania koloru i nadawania kształtu GC Initial IQ ONE SQIN estetyczne uzupełnienia właściwe dla zębów w odcinku przednim można wykonać w ten sam prosty sposób. GC Initial IQ ONE SQIN System Set opiera się na „Filozofii IQ” ceramiki GC INITIAL i zawiera różne materiały ceramiczne przystosowane do stosowania razem, w celu osiągnięcia przekonującego efektu estetycznego prac monolitycznych i częściowo zredukowanych.




**Technika ONE SQIN - dla wszystkich Twoich uzupełnień z cyrkonu i dwukrzemianu litu.**

- Tworzenie kształtu i drobnych szczegółów tekstury na etapie aplikacji - bez zmian po wypaleniu.
- Właściwości samoglazurowania - osiągnij piękny połysk po zaledwie jednym wypaleniu.
- Optymalny poziom fluorescencji - zapewnia naturalny wygląd zębów w każdym oświetleniu.
- Maksymalna estetyka przy użyciu mikrowarstwy.




Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo




**Jak to działa? Ty decydujesz...**

Technika mikrowarstwowania (minimalnie zredukowane uzupełnienia monolityczne)



**To co namalujesz będzie tym, co otrzymasz po wypaleniu!**

Technika malowania (uzupełnienia monolityczne)



Sytuacja początkowa

Aplikacja w obrębie dziąsłowym - Initial IQ Lustre Pastes NF Gum Shades



Charakteryzacja za pomocą odcieni V-Shades

Finalny rezultat

initial™  
IQ ONE SQIN

ONESQIN  
on tour

Nie przegap naszych warsztatów Initial IQ ONE SQIN

Więcej szczegółów na stronie 15!

NOWOŚĆ



**DEDYKOWANY KURS PRAKTYCZNY W PREZENCIE!**

Sprawdź na stronie 15 lub zapytaj swojego konsultanta GC!

**OFERTA SPECJALNA**

+ 3 opakowania Lustre Pastes NF GUM Shades (do wyboru: G-24/G-34/G-36) GRATIS!

4 060 zł

5 630 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10006991

**Initial IQ ONE SQIN System Set**  
10 x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3 g  
1 x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g  
1 x SPS Glaze Liquid, 25 ml  
2 x IQ LP ONE Neutral (L-N / L-NFL), 4 g  
4 x IQ LP ONE Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g  
6 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4 g  
1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml  
1 x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid, 8 ml  
5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g  
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g  
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g  
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g  
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml  
1 x IQ LP ONE Naczynie do mieszania  
1 x IQ LP ONE Pędzelek 00  
1 x IQ LP ONE Pędzelek 02  
1 x IQ LP ONE Plastikowa osłonka  
1 x IQ LP ONE Kolornik  
1 x SPS Kolornik  
Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania uzupełniające.

**KORZYSTNA CENA**

3 + 1

270 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 3 opakowania Initial IQ Lustre Pastes ONE refill + 1 opakowanie Initial IQ Lustre Pastes ONE L-A Refill GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

**INITIAL IQ SQIN SHADES SET**

2 305 zł

Art. Nr 10006990

**Initial IQ SQIN Shades Set**  
5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g  
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g  
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g  
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g  
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml  
1 x IQ SQIN Instrukcja Techniczna

Art. Nr 10003186

**Initial IQ Lustre Pastes NF GUM Shades Set**  
5 x IQ LP NF Lustre Paste G-23/G-24/G-34/G-35/G-36, 4 g  
4 x Stain Modifier LP-M1/LP-M2/LP-M3/LP-M4, 3 g  
1 x IQ LP NF Diluting Liquid, 8 ml  
1 x IQ LP NF Refreshing Liquid, 8 ml  
1 x IQ LP NF Naczynie do mieszania  
1 x IQ LP NF Pędzelek A  
1 x IQ LP NF Pędzelek B  
1 x IQ LP NF Plastikowa osłonka  
1 x IQ LP NF Kolornik  
Instrukcja Techniczna  
2 220 zł

**Lustre Pastes ONE**



**Lustre Pastes NF Gum**



**KORZYSTNA CENA**

**INITIAL IQ LUSTRE PASTES ONE**

2 920 zł

~~3 370 zł~~


Cena jednego opakowania

Art. Nr 10007017

**Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Shades Set**  
2 x IQ LP ONE Neutral (L-N / L-NFL), 4 g  
4 x IQ LP ONE Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g  
10 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g  
1 x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4 g  
1 x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4 g  
1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml  
1 x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid, 8 ml  
1 x IQ LP ONE Naczynie do mieszania  
1 x IQ LP ONE Pędzelek 00  
1 x IQ LP ONE Pędzelek 02  
1 x IQ LP ONE Kolornik  
Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania uzupełniające.

## Initial LiSi

Ceramika do licowania dwukrzemianu litu  
Jednolity system odcieni i nakładania warstw



**KORZYSTNA CENA**

**4 + 1!** OD 175 zł

Zamów 4 opakowania 20 g ceramiki Initial LiSi  
+ 1 opakowanie 20 g ceramiki Initial LiSi D-A2, E-58  
lub Opal Booster GRATIS!!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC  
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

**PROMOCJA**

**TERAZ** OD 1 810 zł\*

Art. Nr 10003184 Initial LiSi Basic Set 3 620 zł  
Art. Nr 10003185 Initial LiSi Advanced Set 4 390 zł


Wszystkie kolory są również dostępne  
osobno jako opakowania uzupełniające.  
\* Oferta ważna po uzgodnieniu  
z konsultantem GC.

- Doskonała naturalna estetyka
- Niska temperatura wypalania i dokładnie dopasowana wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej (WRC) przy bardzo wysokiej stabilności wypalania
- Kompleksowy system kolorów i warstwowania - koncepcja Initial
- Łatwa w stosowaniu i wydajna procedura przetwarzania

**Skontaktuj się z nami i wybierz indywidualny Zestaw Startowy!**

## Initial LiSi Press

Innowacyjna ceramika tłoczona łączy imponującą wytrzymałość z doskonałą estetyką



**KORZYSTNA CENA**

**4 + 1!** 375 zł  
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania pastylek Initial LiSi Press (5 x 3 g)  
+ 1 opakowanie Initial LiSi Press (5 x 3 g) w kolorze  
MT-A1, MT-A2, LT-A1, LT-A2 lub MO-0 GRATIS!!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC  
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

### Co w Initial LiSi Press na pewno Ci się spodoba:

- Nieporównywalna wytrzymałość na zginanie
- Wyjątkowa estetyka
- Efektywna oszczędność czasu
- Minimalna ilość warstwy reakcyjnej podczas uwalniania
- Przyjazna dla zębów przeciwstawnych i odporna na ścieranie

Skorzystaj z pomocy konsultanta GC, doradzi w kwestii ceramiki Initial LiSi Press i zrealizuje uzgodnione promocje we współpracy z autoryzowanym dystrybutorem GC.

## GC LiSi PressVest

Sekret LiSi PressVest:  
Mniejsze generowanie warstwy reakcyjnej i łatwiejsze usuwanie

### Zatapianie w masie osłaniającej i tłoczenie

Dzięki zastosowaniu w masie osłaniającej unikalnego środka antyadhezyjnego i płynu LiSi PressVest SR, tworzy się „warstwa rozdzielająca” i powstałą warstwę reakcyjną można łatwo usunąć strumieniowym piaskowaniem przy użyciu szklanych perełek.

Art. Nr 10003664  
LiSi PressVest Intro Kit;  
(proszek 6 x 100 g,  
płyn 135 ml, płyn SR w butelce  
z rozpylaczem 30 ml); 265 zł

Art. Nr 10003661  
LiSi PressVest Powder;  
60 x 100 g; 960 zł

Art. Nr 10003662  
LiSi PressVest Liquid;  
900 ml; 195 zł

Akcesoria:  
Art. Nr 10003663  
LiSi PressVest SR Liquid  
100 ml; 295 zł



### Łatwe zatapianie!


- Wysoka płynność
- Elastyczny czas obróbki
- Oszczędność czasu
- Więcej miejsca przy umieszczaniu obiektów w formie

**Poproś już teraz o własny zestaw do kalibracji!**




Tabela kolorów


Wysoka przezierność (HT)



Średnia przezierność (MT)



Niska przezierność (LT)



Niska przezierność - koncepcja One Body (LT-IQ)






Tabela ma jedynie charakter informacyjny.

Średnia opakowość (MO)



## Initial Spectrum Stains

Estetyka poprzez kolor z GC Initial<sup>TM</sup>  
- rozwiązania 2D i 3D do malowania ceramiki



Charakteryzacja zewnętrzna



### OFERTA SPECJALNA

**2 280 zł\***

Art. Nr 877094 **Initial Spectrum Stain Set**

Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania uzupełniające.

\* Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

#### Szerokie spektrum zastosowań

- Uniwersalne farby i glazura do charakteryzacji
- Indywidualizacja ceramiki nakładanej warstwowo
- Szeroki zakres współczynnika rozszerzalności cieplnej CTE
- Kompatybilny ze wszystkimi ceramikami dentystycznymi
- Jeden zestaw dla całego systemu Initial
- 20 kolorów

Zapoznaj się z instrukcją techniczną



Zapoznaj się z ulotką „Rozwiązania dla technik malowania”



Skontaktuj się z konsultantem GC!  
Doradzi Ci w kwestii **rewolucyjnych farbek Initial Spectrum Stains i przygotuje ofertę specjalną!**

## Initial Zr-FS System pełnoceramiczny do wielu wskazań

### KORZYSTNA CENA

**4 + 1!** OD **159 zł\***

Zamów 4 opakowania 20 g ceramiki Initial Zr-FS + 1 opakowanie 20 g ceramiki Initial Zr-FS D-A2, E-58 lub Opal Booster GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
\* Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Art. Nr 877010 **Basic Set** 9 390 zł  
Art. Nr 877011 **Advanced Set** 9 390 zł  
Art. Nr 877068 **Bleach Set** 1 734 zł  
Art. Nr 877072 **Gum Shades Set** 1 570 zł

### PROMOCJA

TERAZ OD **4 695 zł\***

Initial Zr-FS Basic Set



## Initial MC „State of the art” - wśród ceramik na metal

### KORZYSTNA CENA

**4 + 1!** OD **135 zł\***

Zamów 4 opakowania 20 g ceramiki Initial MC + 1 opakowanie 20 g ceramiki Initial MC D-A2, E-58 lub Opal Booster GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
\* Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

### PROMOCJA

TERAZ OD **6 250 zł\***

Initial MC Basic + Advanced Set

Art. Nr 877045  
**Basic Set z opakowaniem w proszku** 8 250 zł  
Art. Nr 877001  
**Basic Set z opakowaniem w paście** 7 460 zł

Art. Nr 877046  
**Basic Plus Set z opakowaniem w proszku** 8 200 zł  
Art. Nr 877002  
**Basic Plus Set z opakowaniem w paście** 7 650 zł  
Art. Nr 877003  
**Advanced Set** 5 040 zł  
Art. Nr 877070  
**Gum Shade Set z opakowaniem w proszku** 1 380 zł  
Art. Nr 877071  
**Gum Shade Set z opakowaniem w paście** 1 230 zł  
Art. Nr 877065  
**Bleach Set** 1 700 zł  
Art. Nr 877083  
**Initial MC Classic Line Paste Opaque Set** 3 260 zł

## OPTIGLAZE® color

Światłoutwardzalna glazura do charakteryzacji pośrednich uzupełnień akrylowych, kompozytowych, z PMMA, ceramiki hybrydowej i druku 3D

#### Wskazania

- Korony i mosty kompozytowe
- Protezy akrylowe oraz sztuczne zęby
- Tymczasowe korony i mosty z żywicy
- Frezowane odbudowy z ceramiki hybrydowej np. CERASMART270
- Frezowane prace z PMMA
- Drukowane prace tymczasowe

### KORZYSTNA CENA

**3 + 1** **250 zł**

Cena jednego opakowania

Zamów 3 opakowania OPTIGLAZE Color + 1 opakowanie OPTIGLAZE Color A plus lub Clear GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.



Art. Nr 10001150 **OPTIGLAZE color Set**; 3 010 zł  
Zestaw zawiera: OPTIGLAZE color (2,6 ml): A plus, B plus, C plus, White, Ivory white, Yellow, Orange, Pink orange, Red brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red; OPTIGLAZE color (5 ml): Clear, Clear HV, Akcesoria.

Produkt dostępny również w pojedynczych opakowaniach.

OPTIGLAZE color opakowania uzupełniające:  
Art. Nr 008409 **OPTIGLAZE color**, A plus  
Art. Nr 008410 **OPTIGLAZE color**, B plus  
Art. Nr 008411 **OPTIGLAZE color**, C plus  
Art. Nr 008412 **OPTIGLAZE color**, White  
Art. Nr 008413 **OPTIGLAZE color**, Ivory White  
Art. Nr 008414 **OPTIGLAZE color**, Yellow  
Art. Nr 008415 **OPTIGLAZE color**, Orange  
Art. Nr 008416 **OPTIGLAZE color**, Pink Orange  
Art. Nr 008417 **OPTIGLAZE color**, Red Brown  
Art. Nr 008418 **OPTIGLAZE color**, Olive  
Art. Nr 008419 **OPTIGLAZE color**, Grey  
Art. Nr 008420 **OPTIGLAZE color**, Blue  
Art. Nr 008421 **OPTIGLAZE color**, Lavender  
Art. Nr 008422 **OPTIGLAZE color**, Pink  
Art. Nr 008423 **OPTIGLAZE color**, Red  
Cena za pojedyncze opakowanie 2,6 ml - 250 zł

Art. Nr 008424 **OPTIGLAZE color**, Clear  
Art. Nr 008425 **OPTIGLAZE color**, Clear HV  
Cena za pojedyncze opakowanie 5 ml - 250 zł

## GC Temp PRINT

Światłoutwardzalny kompozyt do druku 3D tymczasowych koron i mostów

Tworzenie mostów na przyszłość

Łatwiejsze drukowanie złożonych uzupełnień bez strat materiału!

GC Temp PRINT jest **biokompatybilnym materiałem klasy IIa** do tymczasowych koron i mostów bez metakrylanu metylu (MMA). Jest przeznaczony do drukowania 3D opartego na systemach, które działają przy długości fali 385 do 405 nm.

Ma **doskonałe właściwości mechaniczne** i pozostaje stabilny podczas przechowywania. Ponadto można go idealnie zabarwić za pomocą OPTIGLAZE color - prostego rozwiązania, dzięki któremu Twoje uzupełnienia drukowane w technologii 3D zyskają połysk i charakter.



## Temp PRINT

Promocja ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Art. Nr 901595 **Temp PRINT light**, 500 g  
Art. Nr 901596 **Temp PRINT medium**, 500 g

### KORZYSTNA CENA

OPTIGLAZE COLOR GRATIS!

**1 + 2!** **1 120 zł**

Cena jednego opakowania

Kup 1 opakowanie Temp PRINT w odcieniu Light 500 g lub Medium 500 g + 2 butelki OPTIGLAZE color w odcieniu A Plus oraz Clear GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

# Jeden system ceramiczny do malowania koloru i mikrowarstwowania dwukrzemianu litu

Nasze rozwiązania z dwukrzemianu litu - do techniki tłoczenia oraz technologii CAD/CAM - przekonują optymalnymi właściwościami fizycznymi i walorami estetycznymi



GC Initial™ LiSi Press  
Pastylka z dwukrzemianu litu do tłoczenia



GC Initial™ LiSi Block  
Błoczek CAD/CAM z dwukrzemianu litu


Jak to działa? Ty decydujesz ... To co widzisz jest tym, co otrzymasz po wypaleniu!



Podbudowa z cyrkonu lub dwukrzemianu litu zredukowana w obszarze wargowym o 0,3 mm



**Lustre Pastes ONE**  
Aplikacja + Wypalenie  
Kolor + Fluorescencja



**SQIN**  
Aplikacja + Wypalenie  
Kształt, Tekstura + Połysk




GOTOWE!



Uzupełnienie monolityczne z dwukrzemianu litu lub cyrkonu



**Lustre Pastes ONE**  
Aplikacja + Wypalenie  
Kolor + Fluorescencja



GOTOWE!



**G-CEM ONE™**  
JEDEN partner kliniczny dla wszystkich wskazań dotyczących cementowania. ... optymalny materiał do cementowania dwukrzemianu litu w postaci GC Initial LiSi Block i GC Initial LiSi Press!



G-CEM LinkAce™ został zmodernizowany do G-CEM ONE™!

## G-CEM ONE™

Cementowanie łączników hybrydowych poza jamą ustną

G-CEM ONE to podwójnie utwardzalny, samoadhezyjny cement kompozytowy do łączenia wszystkich uzupełnień z ceramiki, metalu i kompozytu. Właściwości i zalety zapewniają również optymalne wykorzystanie podczas klejenia łączników wykonywanych w laboratorium. Dzięki zoptymalizowanemu procesowi utwardzania chemicznego, G-CEM ONE zapewnia doskonałe rezultaty oraz bezpieczne wiązanie - nawet w przypadku, gdy przepuszczalność światła jest ograniczona. Dzięki MDP zawartemu w G-CEM ONE, uzyskuje się wysoką i trwałą siłę wiązania zarówno z tytanem, jak i tlenkiem cyrkonu bez konieczności wcześniejszego użycia primerów. W przypadku ceramiki szklanej zaleca się zastosowanie silanu. Dzięki najcieńszej spośród dostępnych na rynku grubości warstwy, wynoszącej zaledwie 5 µm, zapewnia optymalne dopasowanie uzupełnień protetycznych. \* G-CEM ONE jest dostępny w strzykawce z końcówką mieszającą i nie wymaga wieloetapowej procedury i stosowania wielu komponentów.

Do cementowania zalecany jest G-CEM ONE, kolor AO3 (opakerowy). W zależności od wymagań estetycznych G-CEM ONE jest również dostępny w kolorze White Opaque.



\* Wszystkie dane dostępne na życzenie.



KORZYSTNA CENA

3 + 1

275 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 3 opakowania G-CEM ONE Single Refill + 1 opakowanie G-CEM ONE Single Refill AO3 GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.



Odcień opakerowy — AO3 — White Opaque

Art. Nr 10006932  
**G-CEM ONE Single Refill AO3**  
Art. Nr 10006933  
**G-CEM ONE Single Refill White Opaque**  
**Zestaw Single Refill zawiera:**  
1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix endo tips;  
Cena za opakowanie 275 zł

Aksesoria:  
Art. Nr 10003289  
**Automix Tip for Endo**  
10 sztuk z końcówką przedłużającą; 60 zł

Art. Nr 10003335  
**Automix Tip Regular**  
10 szt.; 55 zł

## G-Multi Primer

Silne połączenie dla wszystkich wskazań

Jeden primer do wszystkich substratów!  
G-Multi PRIMER wykorzystuje trzy różne czynniki chemiczne dla zapewnienia perfekcyjnej adhezji we wszystkich sytuacjach klinicznych. Dodanie silanu do primeru, a nie do materiału łączącego, gwarantuje stabilność adhezji.

G-MULTI PRIMER

295 zł

Art. Nr 10001350  
**GC G-Multi Primer**  
5 ml Płyn; 295 zł

Adheza do ceramiki szklanej, ceramiki hybrydowej i do kompozytów

Silan

Adheza do tlenku cyrkonu, tlenku glinu i stopów metali nieszlachetnych

MDP

Adheza do stopów metali szlachetnych

MDTP



Zapytaj o zestaw

demonstracyjny

## GRADIA® PLUS

Modułowy system kompozytowy do wykonywania uzupełnień pośrednich  
Nowy standard dla naturalnego łączenia i odtwarzania kolorów

- Innowacja wychodząca naprzeciw wskazaniom
- Technologia polimerów ceramicznych
- Czerwona i biała estetyka
- Konsystencja odpowiednia do wskazań
- Wydajny, modułowy i ekonomiczny
- Utwardzanie światłem - technologia LED

## OFERTA SPECJALNA -20%

A 7 495 zł\* ~~9 370 zł~~

GRADIA PLUS Combi-Set A  
Art. Nr 901048 Layer Set 4 260 zł  
Art. Nr 901050 Paint Set 2 690 zł  
Art. Nr 901053 Accessory Set 2 425 zł

## OFERTA SPECJALNA -20%

B 10 585 zł\* ~~13 230 zł~~

GRADIA PLUS Combi-Set B  
Art. Nr 901048 Layer Set 4 260 zł  
Art. Nr 901409 Layer Pro Set 3 860 zł  
Art. Nr 901050 Paint Set 2 690 zł  
Art. Nr 901053 Accessory Set 2 425 zł

Teraz z nową  
puszką do techniki  
iniekcyjnej.



Skontaktuj się  
z konsultantem GC,  
aby uzyskać więcej  
informacji!

Paleta kolorów  
GRADIA PLUSZapoznaj się  
z instrukcją  
technicznąGaleria uzupełnień  
wykonanych  
z kompozytu  
GRADIA PLUS

## KORZYSTNA CENA

4 + 1! OD 195 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 strzykawki GRADIA PLUS  
+ 1 strzykawkę GRADIA PLUS HB-DA2 lub LB-A GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC  
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

GRADIA PLUS Refill HB (3,3 ml) 250 zł  
GRADIA PLUS Refill LB (2 ml) 200 zł  
GRADIA PLUS Refill LP (0,8 ml) 220 zł  
GRADIA PLUS Refill Opaque (2 ml) 195 zł

## OFERTA SPECJALNA -20%

C 5 995 zł\* ~~7 490 zł~~

GRADIA PLUS Combi-Set C  
Art. Nr 901052 One Body Set 2 380 zł  
Art. Nr 901050 Paint Set 2 690 zł  
Art. Nr 901053 Accessory Set 2 425 zł

## OFERTA SPECJALNA -20%

D 4 160 zł\* ~~5 200 zł~~

GRADIA PLUS Combi-Set D  
Art. Nr 10003561 Gum Set 2 780 zł  
Art. Nr 10003563 Accessory Set 2 425 zł

Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania  
uzupełniające.

\* Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

## Labolight DUO

Wraz z rozwojem Labolight DUO, GC oferuje teraz wielofunkcyjne urządzenie do utwardzania światłem dla technika, które łączy w sobie dwa tryby utwardzania.

Utwardzanie wstępne - tryb stopniowy | Utwardzanie końcowe - tryb pełny

## Najnowsza technologia LED

Wyposażone w diody emitujące światło o dwóch długościach fali, urządzenie GC Labolight DUO może być stosowane do polimeryzacji dowolnego kompozytu GC w bezpieczny i trwały sposób. Oferuje długość fali w zakresie 380 nm - 510 nm o szczytowej wartości widma w zakresie:

- 465 nm - 485 nm (12 diod niebieskich)
- 390 nm - 400 nm (3 diody fioletowe)

Technologia ta zapewnia optymalne utwardzanie wszystkich światłoutwardzalnych materiałów dentystycznych, natomiast wysoka moc skraca cykle naświetlania.




## Zautomatyzowany system obrotowy

Płyta odbłaskowa skutecznie rozprzodza całe światło i ekspozuje utwardzane prace ze wszystkich stron. Podstawa do utwardzania dokładnie pozycjonuje obiekty podczas wszystkich cykli utwardzania światłem.



## Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja

Urządzenie GC Labolight DUO jest nie tylko w stanie obsłużyć większość Twoich prac, lecz również dobrze wygląda. Nagrodzone za elegancką nowoczesną stylistykę z gładkimi powierzchniami ułatwia czyszczenie oraz zajmuje niewiele miejsca w laboratorium.



Tryb stopniowy



## OFERTA KOMBI

LABOLIGHT DUO 19 400 zł\*

Oferta KOMBI: Labolight DUO z zestawami GRADIA PLUS

Labolight DUO Kombi-Set  
Cena specjalna obowiązuje dla całego zestawu w kombinacji z GRADIA PLUS Layer Set i Paint Set 19 400 zł  
Cena katalogowa Labolight DUO 14 195 zł

\* Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

NOWOŚĆ

## Aadva™ Lab Scanner 2

Skaner laboratoryjny Aadva z unikalnym intuicyjnym procesem skanowania


**Prostota. Dokładność. Wydajność.**

Wprowadzenie prostych i unikalnych procesów pracy dzięki Aadva Lab Scanner 2 z GC. Dzięki połączeniu specjalnych funkcji skanowania i solidnego sprzętu do skanowania proces pracy staje się prostszy.

**Hybrid-Scan - koniec z przygotowaniem modeli!**

Za pomocą jednego kliknięcia, funkcja ta **automatycznie** łączy wycisk i model gipsowy, przyspiesza to proces pracy redukując czas przygotowania całego modelu.

Dodatkowo, poprawia **dokładność** i **uwytłacza** szczegóły głównego modelu cyfrowego.



← Tradycyjny proces - 3 skany →



← Smart Occlusion - 2 skany →

**Smart Occlusion - koniec ze skanowaniem zwarcia!**

Za pomocą jednego kliknięcia, to wyjątkowe oprogramowanie automatycznie łączy cyfrowe modele **w okluzji**, znacznie przyspieszając pracę.

Co więcej poprawia **dokładność** i zwiększa **przewidywalność** rejestracji zgryzu poprzez zapobieganie przecięciom zgryzowym.

Hybrid Scan i Smart Occlusion są licencjonowanymi funkcjami Aadva Lab Scanner 2 z GC

**Proces skanowania Aadva ALS 2 w porównaniu do konwencjonalnego procesu skanowania**  
Zmniejszenie liczby skanów zwiększa wydajność.



**Proces skanowania Aadva**

Skanowanie wycisku → Skanowanie modelu → Skanowanie antagonisty

**Konwencjonalny proces skanowania**

Skanowanie modelu → Skanowanie słupka → ... → Skanowanie antagonisty → Skanowanie zgryzu

Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo



Aadva ALS 2

OD 66 425 zł ~~85 300 zł~~**Pełny kolor**

Skanowanie tekstury  
Wysoki kontrast  
i wysoka rozdzielczość

**Szybkość i jakość**

Zautomatyzowana  
oś Z i ekran dotykowy

**Kamera Full HD 5MP**

Triangulacja  
w pasmowym świetle,  
niebieskie światło LED

**Stoła dokładność**

Dokładność 4 μm  
zgodnie z ISO 12836

**Jesteś zainteresowany?**

Skontaktuj się z nami pod adresem  
info.poland@gc.dental lub za  
pośrednictwem konsultanta GC!

**DANE TECHNICZNE****Pole pomiarowe  
(X × Y × Z) mm**

80 × 60 × 85  
Kamera 5MP  
Dokładność 4 μm zgodnie  
z ISO 12836

Technologia czujników  
Triangulacja światłem  
pasmowym  
Niebieskie światło LED  
Monochromatyczny skan  
tekstury  
Kolorowy skan tekstury  
Ekran dotykowy  
W pełni zautomatyzowana oś Z  
Skanowanie artykulatora  
Skanowanie wielu słupków  
Skanowanie tyłek wyciskowych  
TripleTray  
Skanowanie wycisków

**Wymagania techniczne  
zalecane dla komputera do  
pracy z ALS 2 i Aadva Scan:**

Windows 10 64-bit  
Procesor i7 6× 4.7 GHz  
Pamięć 32 GB RAM  
Wejście USB 3.0  
Dysk 100 - 250 GB SSD  
Karta graficzna 6 GB RAM

**Pełna integracja z exocad**

i otwarty eksport  
plików STL

Zeskanuj, aby  
obejrzeć filmy wideo



## GC FUJIROCK® EP

Sprawdzona linia produktów w różnych wersjach spełniająca wymagania do wszystkich wskazań



### GC FUJIROCK EP Premium

Linia Fujirock EP Premium została opracowana z myślą o wskazaniach do różnych zaawansowanych technik wymagających najwyższej jakości i precyzji, takich jak nadbudowy implantów i prace pełnoceramiczne.

Model roboczy do szczególnie wymagających przypadków wykonany z gipsu Fujirock EP linii Premium, spełnia wszystkie wymagania procesu technologicznego i stanowi doskonałą podstawę do modelowania, maski dziąsłowej, skanowania cyfrowego, dopasowywania i sprawdzania pracy protetycznej oraz indywidualizacji i ostatecznego wykończenia.

### GC FUJIROCK EP Classic

Jeden z najbardziej cenionych na świecie najwyższej jakości gips dentystyczny klasy IV.

Fujirock EP Classic, "klasyk wśród gipsów" jest idealnym rozwiązaniem do wszystkich rodzajów prac protetycznych. Łączy w sobie najwyższą precyzję, doskonałą stabilność krawędzi i wytrzymałość na ścisnienie. Fujirock EP Classic charakteryzuje się niską lepkością, a jednocześnie tiksotropią, co zapewnia doskonałe właściwości użytkowe i łatwe odlewanie bez pęcherzyków powietrza. Prawdziwie doskonały uniwersalny gips.



## OFERTA SPECJALNA

Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

#### FUJIROCK EP, Classic Line

365 zł ~~440 zł~~  
Art. Nr 10003220 Golden Brown, 12 kg

190 zł ~~230 zł~~  
Art. Nr 10003218 Golden Brown, 5 kg

210 zł ~~255 zł~~  
Art. Nr 10003219 Topaz Beige, 5 kg

#### FUJIROCK EP, Premium Line

375 zł ~~450 zł~~  
Art. Nr 10003243 Pastel Yellow, 11 kg

170 zł ~~205 zł~~  
Art. Nr 10003242 Pastel Yellow, 4 kg  
Art. Nr 10003244 Polar White, 4 kg  
Art. Nr 10003245 Inca Brown, 4 kg  
Art. Nr 10003246 Titanium Grey, 4 kg



## GC Initial™ CAST NP

Stop odlewniczy na bazie chromo kobaltu do koron i mostów

Initial CAST NP ma zmniejszony stopień utleniania, nawet po wielokrotnym napalaniu ceramiki, co przyczynia się do uzyskania lepszych efektów estetycznych.

#### Cechy i zalety

- Kompatybilny z większością ceramik stosowanych do licowania na metalu WRC 14,1 x 10-6 K-1 (25-500°C)
- Optymalna płynność i doskonałe rezultaty odlewania
- Bardzo drobna struktura cząsteczkowa
- Gładka i zwarta powierzchnia po odlaniu
- Niski stopień utleniania
- W celu uzyskania optymalnych odlewów polecane są fosforanowe masy osłaniające: GC Fujivest® Premium i GC Fujivest II



Art. Nr 901047 Initial CAST NP 250 g 680 zł  
Art. Nr 900869 Initial CAST NP 500 g 1 265 zł  
Art. Nr 900870 Initial CAST NP 1000 g 2 445 zł

### KORZYSTNA CENA

1 + 5 2 445 zł  
Cena jednego opakowania

Zamów opakowanie 1000 g Initial Cast NP + 5 opakowań ceramiki Initial MC D-A2, E-58 lub Opal Booster 20 g GRATIS<sup>1</sup>!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Warsztat praktyczny z technik mikrowarstwowania i malowania ceramiką

## GC Initial IQ ONE SQIN

Nowa wydajna koncepcja stworzona dla pełnokonturowych lub częściowo zredukowanych uzupełnień z tlenku cyrkonu i dwukrzemianu litu.

Maksymalna estetyka przy użyciu mikrowarstwy

GC Initial IQ ONE SQIN ceramika do malowania koloru i nadawania kształtu umożliwia szybki i łatwy sposób na uzyskanie wysoce estetycznych rezultatów, porównywalnych do uzupełnień odbudowanych konwencjonalną techniką warstwową, ale przy znacznej oszczędności czasu.



**PROWADZĄCY**  
TD Jędrzej Komoda  
TD Jakub Dutkiewicz

SQIN on TOUR  
03.03.2023 Warszawa  
11.03.2023 Łódź  
21.04.2022 Kraków  
22.04.2023 Kraków  
27.05.2023 Lublin  
01.06.2023 Warszawa

ZAPYTAJ O WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLENIA W TWOJEJ PRACOWNI!

**INFORMACJE**  
GC EUROPE N.V.  
Przedstawicielstwo w Polsce  
info.poland@gc.dental  
Tel. +48.12.425.14.74  
lub za pośrednictwem konsultanta GC!

*initial*<sup>TM</sup>  
IQ ONE SQIN


System ceramiczny do malowania koloru i nadawania kształtu



Zdjęcia dzięki uprzejmości: MTD Stefan M. Roosen (Austria)







**PROWADZĄCY**  
CTD Dirk Galle

06-07.07.2023 Leuven, Belgia  
19-20.10.2023 Leuven, Belgia



Dwudniowy kurs w centrum szkoleniowo-edukacyjnym GC Europe Campus

GC Europe Campus  
meeting & education centre

## „Twórz swój świat z GC Initial. Wszechstronny system ceramiczny do wszystkich wskazań”

- Poznaj tajniki warstwowania polichromatycznego, naturalnymi ceramikami skaleniowymi GC INITIAL
- Przetestuj najnowsze materiały oraz technologiczne rozwiązania GC w świecie CAD/CAM
- Odwiedź nasz CAMPUS i posmakuj belgijskich specjałów!



**PROWADZĄCY**  
TD Stefan Petrov

09.05.2023 Kraków  
10-11.05.2023 Warszawa



initial™  
ONE SQIN & LiSi Press

## „GC INITIAL IQ ONE SQIN & LISI PRESS - rozwiązanie na, które wszyscy czekali”



**PROWADZĄCY**  
TD Krešimir Varda

25.04.2023 Kraków  
26.04.2023 Katowice  
13.06.2023 Warszawa  
14.06.2023 Łódź



initial™  
ONE SQIN & LiSi Block

## „Nowa era estetyki - innowacyjne rozwiązania GC”

- Indywidualizacja monolitycznych prac frezowanych z GC CERASMART270 przy użyciu wielobarwnych, światłoutwardzalnych glazur GC OPTIGLAZE color
- Rekonstrukcja tkanki dziąsłowej z zastosowaniem trzech różnych konsystencji GC GRADIA PLUS GUM: Heavy Body, Light Body i płynnej Lustre Paints
- Pokaz mikrowarstwowania fluorescencyjnej i samoglazurującej ceramiki GC Initial ONE SQIN na podbudowie z tlenku cyrkonu GC.
- Charakteryzacja pełnokonturowej korony wyfrezowanej z GC Initial LiSi Block techniką malowania z wykorzystaniem GC Lustre Pastes ONE



GRADIA


## „Pełnołukowe suprastruktury oparte na implantach - połączenie technik cyfrowych i analogowych”

Wykonanie wysoce estetycznego pełnołukowego mostu na implantach techniką iniekcyjną i techniką malowania przy użyciu najnowszego kompozytu laboratoryjnego GC GRADIA PLUS.



**PROWADZĄCY**  
TD Marijo Rezo

03.02.2023 Pabianice  
04.02.2023 Warszawa



Aadva™

Warsztaty praktyczne CAD/CAM ALS2 & Aadva CAD Tour

## „Jak nie stracić prawidłowej anatomii zębów czyli EXOCAD bez tajemnic”

- pokaz praktyczny projektowania naturalnych uzupełnień pełnokonturowych

## „Cyfrowy przepływ pracy

- przegląd nowoczesnych rozwiązań CAD/CAM z GC”
- szkolenie obejmuje wszystkie etapy wykonania odbudów protetycznych



initial™  
MC, LiSi & LiSi Press, Zr-FS

Warsztaty praktyczne z tłoczenia i napalania ceramiki

## „Poznaj i pokochaj ceramikę GC Initial MC”

- nowe perspektywy do wskazań dla metal-ceramiki

## „Doskonałe dopełnienie... GC Initial LiSi & LiSi Press”

- nowoczesna ceramika na struktury z dwukrzemianu litu

## „Sprostaj wyzwaniom tlenku cyrkonu z GC Initial Zr-FS”

- tradycyjna technika warstwowa fluorescencyjną ceramiką GC Initial



GRADIA

Warsztaty praktyczne z technik pracy kompozytem

## „Estetyka biała i czerwona - GC GRADIA PLUS”

- technika warstwowa i technika malowania
- wykonanie licówki pełnokompozytowej oraz rekonstrukcja tkanki dziąsłowej

## „Płynna procedura z GC GRADIA PLUS Light Body”

- technika iniekcyjna i technika malowania
- od diagnostycznego wax-up'u do estetycznego uzupełnienia



**PROWADZĄCY**  
TD Jędrzej Komoda

ALS2 & Aadva CAD Tour  
13.01.2023 Rzeszów  
14.01.2023 Katowice



**PROWADZĄCY**  
TD Justyna Kasta  
TD Jakub Dutkiewicz

21.01.2023 Chojnice  
04.03.2023 Łódź  
26.05.2023 Lublin  
02.06.2023 Poznań



TD Justyna Kasta  
TD Jakub Dutkiewicz

20.01.2023 Poznań  
17.02.2023 Kraków  
18.02.2023 Kielce  
10.03.2023 Łódź

ZAPYTAJ O WARUNKI  
ORGANIZACJI SZKOLENIA  
W TWOJEJ PRACOWNI

**INFORMACJE**  
GC EUROPE N.V.  
Przedstawicielstwo w Polsce  
info.poland@gc.dental  
Tel. +48.12.425.14.74  
lub za pośrednictwem  
konsultanta GC!

## Konsultanci GC

Nasi specjaliści ds. produktów są do Państwa dyspozycji i chętnie udzielą Państwu indywidualnej porady.



Tomasz Markowski  
SZCZECIN / POZNAŃ /  
GDAŃSK / WROCŁAW  
M. +48 698 648 384  
Tomasz.Markowski@gc.dental  
**Technika Dentystyczna /  
Stomatologia**



Magdalena Kujawska  
SZCZECIN / KOSZALIN  
M. +48 532 534 843  
Magdalena.Kujawska@gc.dental  
**Stomatologia**



Małgorzata Dukat  
SŁUPSK / GDAŃSK / OLSZTYN  
M. +48 697 692 202  
Malgorzata.Dukat@gc.dental  
**Stomatologia**



Sebastian Lewandowski  
BYDGOSZCZ / TORUŃ  
M. +48 516 035 806  
Sebastian.Lewandowski@gc.dental  
**Stomatologia / Implanty**



Maria Glabisz  
POZNAŃ  
M. +48 605 212 615  
Maria.Glabisz@gc.dental  
**Stomatologia**



Agnieszka Sobala  
ŁÓDŹ / PŁOCK / RADOM  
M. +48 666 857 080  
Agnieszka.Sobala@gc.dental  
**Stomatologia**



Joanna Łaban-Nanowska  
WROCŁAW / ZIELONA GÓRA  
M. +48 664 700 144  
Joanna.LabanNanowska@gc.dental  
**Stomatologia**



Dominika Ostrowska  
KATOWICE / OPOLE /  
CZĘSTOCHOWA  
M. +48 662 012 689  
Dominika.Ostrowska@gc.dental  
**Stomatologia**



Piotr Dąbrowski  
KRAKÓW / KIELCE  
M. +48 505 402 204  
Piotr.Dabrowski@gc.dental  
**Stomatologia / Implanty**




Magdalena Olko  
RZESZÓW / LUBLIN  
M. +48 697 578 193  
Magdalena.Olko@gc.dental  
**Stomatologia**



Krzysztof Szymański  
WARSZAWA / OSTROŁĘKA /  
BIAŁYSTOK  
M. +48 790 269 100  
Krzysztof.Szymanski@gc.dental  
**Stomatologia**



Rafał Rumak  
WARSZAWA / BIAŁYSTOK / ŁÓDŹ /  
LUBLIN / RZESZÓW / KRAKÓW /  
KIELCE / KATOWICE / OPOLE  
M. +48 698 167 808  
Rafal.Rumak@gc.dental  
**Technika Dentystyczna /  
Stomatologia**



Odwiedź naszą stronę internetową:  
<https://europe.gc.dental/pl-PL>



Odwiedź profil GC Poland na Facebook'u:  
<https://www.facebook.com/GCDentalPoland>



Odwiedź kanał GC Europe na YouTube:  
[www.youtube.com/user/GCEuropeProducts](https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts)



Odwiedź profil GC Poland na Instagramie:  
[https://www.instagram.com/gc\\_poland/](https://www.instagram.com/gc_poland/)